

edizione
2021



**LISTINO PREZZI & PROMO
LABORATORIO**



listini & promo LABORATORIO 2021

» DPI	pagg. 3 - 4
FEGURAMED	pag. 5
DREVE	pagg. 6 - 7 - 8 - 9
BAUMANN	pagg. 10 - 11- 12
DEFLEX	pag. 13
DENSEO	pag. 13
DENTSPLY	pagg. 14 -15 - 16 - 17
RUTHINIUM	pagg. 18 -19
TRASFORMER	pagg. 20 - 21
EUROCEM MGF	pag. 22
CONDIZIONI GENERALI	pag. 23


**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE**

FFP2 CERTIFICATE CE EUROPEO
ActivForm®

La tenuta si adatta automaticamente al viso.
Non sono necessarie regolazioni da parte dell'utilizzatore.

Elastico regolabile, rende più facile indossare e togliere il respiratore e permette di regolare la tensione secondo le diverse dimensioni del capo.

NR (Non Riutilizzabile) = Monouso. Confortevole e durevole per tutto il turno di lavoro.

Al vostro primo acquisto vi forniremo il Certificato CE e la dichiarazione di conformità.

cf. 20 pz
cad.
3,00
+iva 5%


MASCHERINE CHIRURGICHE CERTIFICATE CE TIPO IIR

100% made in Italy.

Mascherina chirurgica monouso composta esclusivamente da materiali certificati per applicazioni ad uso igiene.

Composta da 3 strati di SMS (spunbond-meltblown-spunbond) Completa di elastici ultra morbidi, adattatore stringi-naso in alluminio temperato esente da nichel.

100% Latex free. Cf da 50 pz in pacchetti da 10 mascherine.

50 pezzi
15,00
+iva 5%

MASCHERINE CHIRURGICHE CROSTEX

Le mascherine chirurgiche **Crosstex** sono fabbricate negli USA, conformi a tutte le classificazioni di tipo EN 14683 e livello ASTM.

Conforme al Regolamento (UE) 2016/425, Allegato 1X.

Le nostre premiate mascherine per il viso con tecnologia Secure Fit™ sono state le prime disponibili con una doppia barretta in alluminio all'altezza del naso e sotto il mento, per migliorare l'aderenza a prescindere dalla forma o dimensione del volto, e ridurre le aperture lungo i margini.

Disponibili di livello 1 / Livello 2 / Livello 3



da 40 a 50 pezzi
da 14,00 a 18,00
a seconda della tipologia
+iva 5%


VISIERE ANTIAPPANNANTI

Con inserto in poliuretano.

Sono il miglior dispositivo di protezione individuale per garantire la sicurezza; l'ampio schermo in polietilene antiappannante e l'inserto in poliuretano consentono l'uso di questo dispositivo anche ai portatori di lenti.

12 visiere
30,00
+iva 5%



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE**



CAMICI TNT

I camici TNT idrorepellenti Omnia sono l'ideale per le pratiche quotidiane o come complemento alla protezione ed isolamento del paziente nei confronti di agenti patogeni.

Disponibili con polsi in cotone
Taglia Unica)
Colore verde o azzurro

50 pezzi
105,00
+iva 5%



BACTRYL

Salviettine detergenti e disinfettanti a rapida azione per superfici e dispositivi medici invasivi e non invasivi. Micobattericida, virucida, fungicida, battericida Certificato CE

17,00
+iva 22%

BACTRYL SALVIETTINE

Confezione da 110 pezzi

65,00
+iva 5%

Disponibile anche
BACTRYL SPRAY

4 FLACONI 1000 ML + 2 SPRUZZATORI



COPRISCARPE

Copriscarpe impermeabili con apertura elastica che limitano l'interferenza dei microrganismi presenti nelle soles.

500 pezzi
39,50
+iva 5%

**QUANTITÀ E PREZZI
A SECONDA DELLA
DISPONIBILITÀ**



GUANTI

Guanti in lattice senza polvere o nitrile
Taglie XS - S - M - L



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

GINGI GLASS
Silicone di precisione
trasparente super hard 75 Sh

2 cartucce 50ml.
+ 12 puntali

cad. ~~37,40~~
29,92

PROMO 4+1



GINGI SIL
Silicone per la riproduzione
gingivale di modelli in
implantoprotesi.
Facilmente fresabile.
EXTRA HARD 75 Sh
SOFT 40-42 Sh

2 cartucce 50ml.
+ 12 puntali

cad. ~~33,20~~
26,56

PROMO 4+1



PISTOLA DISPENSER

50,60



**PASTA PER
LUCIDATURA CRCO
HAI POLISH
200gr.**

123,00



Zirkopol

30gr
65,70

**PASTA PER
LUCIDATURA
ZIRCONIO
ZIRKOPOL**



SPAZZOLE MORBIDE
Spazzole grigie e morbide per la prima
lucidatura In pelo di capra.

Gambo 2,34cm / Diametro 19mm

**14,40
12 PEZZI**



8059

40gr
38,80

**PASTA PER
LUCIDATURA METALLO
8059**




>>> cerca su youtube
ORBEL SNC ZIRKOPOL

SPAZZOLE LUCIDATURA
Spazzole in cotone per la
lucidatura finale.

Gambo 2,34cm / Diametro 22mm

**14,40
12 PEZZI**



NOVITA

SPRAY PER SCANSIONE

31,90

Per una copertura ottimale
dei modelli per la scansione 3D

- risultati di scansione eccellenti e privi di errori
- applicazione in strato molto sottile
- può essere rimosso senza lasciare residui



SEP MARKER

18,85

Penna isolante con doppia estremità. Per
separare il gesso da cera/ceramica/composito.
Le punte sottili, 1 a pennello e 1 normale,
consentono un isolamento preciso anche nelle
zone di difficile accesso. Si ottiene un sottile film isolante
senza dispersione di prodotto.



 SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

PREZZI
A RICHIESTA



APPARECCHI PER TERMOFORMATURA

Drufomat scan

Apparecchio da termoformatura di alta qualità molto semplice da utilizzare per una facilità d'uso massima e risultati finali precisi e costanti. Costruito per tutti gli utilizzi nella tecnica della termoformatura dentale. Pressione di lavoro fino a 6 bar.

Drufosmart scan

Apparecchio da termoformatura con scanner per fogli integrato e una pressione di lavoro fino a 4 bar. Display con tastiera di comando autoesplicativa, formatura dei fogli in verticale per risultati ottimali. Il comando a due mani e la funzione di spegnimento automatico dell'elemento di riscaldamento, garantiscono condizioni di lavoro sicure.

Drufosmart

Apparecchio da termoformatura a pressione per la modellazione base con una pressione di esercizio di 2,5 bar. Comando semiautomatico per un'impostazione semplice dei tempi di riscaldamento. Il comando a due mani e la funzione di spegnimento automatico dell'elemento di riscaldamento garantiscono condizioni di lavoro sicure.

PREZZI
A RICHIESTA



APPARECCHI PER FOTOPOLIMERIZZAZIONE

Eyevolution MAX

Per compositi estetici come inlay ed onlay oppure rivestimenti vestibolari ed occlusali. Piatto girevole dotato di specchio con un sistema di rotazione automatico a 180°C. Polimerizzazione in profondità con 6 LED a luce blu, ed 1 LED a luce UV.

Eyevolution

Per materiali di base come resine da montaggio in protesi mobile, cucchiari individuali, vernici di sigillatura e resine blockout.

PREZZI
A RICHIESTA



APPARECCHI PER POLIMERIZZAZIONE SOTTO PRESSIONE

Serie Polymax

Apparecchi per la polimerizzazione sotto pressione sviluppati appositamente per la polimerizzazione a caldo e a freddo di resine dentali.

Temperatura regolabile, timer da 90 minuti, pressione regolabile da 3 a 6 bar.

Macchina affidabile, che non necessita di manutenzione grazie al sistema automatico di guarnizioni di sicurezza, alla pentola a pressione in alluminio con uno speciale rivestimento, all'esterno in acciaio inossidabile rivestito in poliuretano.

Modelli disponibili: **Polymax 1 / Polymax 3 / Polymax 5**



FUNKY TOOL

Inserto per Drufomat e Drufosmart scan per la produzione individuale dei fogli Drufosoft®.

415,75

esempio



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.



FOGLI PER TERMOFORATURA

Il diametro standard di tutti i fogli di termoformatura Dreve è 120 mm



**PREZZI
A RICHIESTA**

Drufosoft®

Foglio da termoformatura in acetato di vinile-etilene. Elastico e morbido con un'elevata forza di memoria e una durezza finale di **82 Shore A**. Laminabile e perfettamente adatto per le protezioni orali per lo sport, i posizionatori e gli stampi di duplicazione.

Paradenti

Protezione intra-orale per sport con un adattamento ottimale per una migliore protezione. Non ha alcun effetto negativo sul linguaggio, sulla respirazione e sulla deglutizione. Il tipo di sport praticato è importante nella scelta del paradenti giusto: grazie all'impiego di diversi materiali e spessori il paradenti viene realizzato individualmente in base al tipo di sport praticato. Ulteriori caratteristiche di sicurezza sono le strisce opache ai raggi x e il logo del paradenti Dreve.



**PREZZI
A RICHIESTA**

Drufosoft® pro

Foglio da termoformatura trasparente in acetato di vinile-etilene. Elastico e duro con un'elevata memoria elastica e una durezza finale di **95 Shore A**. Laminabile e perfettamente adatto per placche occlusali, posizionatori e placche anti-bruxismo.



**PREZZI
A RICHIESTA**

Kombiplast

Foglio da termoformatura a due strati altamente trasparente realizzato in PETG e in copolimero EVA. Elevato comfort per le placche occlusali grazie alla superficie dura e al lato inferiore morbido. Possibilità di legame con acrilato per l'adattamento individuale.



**PREZZI
A RICHIESTA**

Biolon

Il foglio da termoformatura in polietilene tereftalato viene fornito con una pellicola isolante per garantire un'elevata trasparenza. In virtù delle sue doti di resistenza ed elasticità, può essere legato con l'acrilato: è particolarmente adatto per allineatori, placche occlusali e anti-bruxismo e anche per apparecchi ortodontici.



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

Dreve

76,40

CENIT L

Resina in PMMA fotoindurente con applicazione semplificata grazie alla siringa di dosaggio. Possibilità di indurimento fino a uno spessore di 2 mm. Per la fabbricazione di mantentori di spazio nelle placche per medicinali e per sbiancamento, per riempire zone di sottosquadro oppure bolle d'aria, per costruire denti rotti nei modelli di lavoro. Indurimento in apparecchi fotoindurenti con intervallo spettrale di 300-500 nm, come EyeEvolution®.

4 siringhe da 2,5gr. cad + puntali

61,30

NanoVarnish

Vernice a componente singolo altamente trasparente, fotoindurente con energia superficiale ideale a base di nano-particelle dalla struttura speciale per un'adesione minore dei germi. Spessore estremamente sottile e fluidità ottimizzata per una lavorazione semplice. Indurimento in apparecchi fotoindurenti con intervallo spettrale di 350-500 nm, come EyeEvolution®.

Flacone 20ml + 10 microbrush

86,75

Modralit® 3K Set

Materiale opaco per modelli leggermente fluido, colabile, a base di poliuretano, per la produzione di modelli di precisione con resa assolutamente fedele ed un'eccellente stabilità dimensionale. Grazie alla sua resistenza agli urti è perfettamente adatto per tutte le tecniche con metalli preziosi e non preziosi e si presta soprattutto per preparazioni con gradini e corone preparate parzialmente. Il kit è sufficiente per circa 10 arcate dentarie complete.

Con Modralit® 3K si possono usare tutte le vernici comuni presenti sul mercato.

Set composto da:

- 2 flaconi da 100ml di prodotto base
- 1 flacone da 100ml di prodotto indurente
- 1 barattolo da 400g di prodotto per riempimento

 Separatore 50 ml
con ins. pennello

23,90

120,05

Megabase®

Silicone da ribasatura resistente alla rottura, permanentemente morbido, a base di polisilossano per addizione. Il silicone autopolimerizzante è adatto sia per il metodo di fabbricazione diretto "chairside" che per quello indiretto. Il campo di applicazione è oltremodo vario e comprende ad esempio il rilassamento di punti di compressione, la copertura di protezione dopo l'intervento implantologico, il miglioramento dell'effetto ventosa e molto altro.

Starter kit

- 1 cartuccia doppia 50ml silicone Megabase + 6 cannule miscelazione
- 1 cartuccia doppia 50ml vernice MegaBase® a 2 componenti + 6 cannule miscelazione
- 1 flacone 10ml adesivo MegaBase®
- 3 elementi abrasivi
- 1 blocco staccabile per pazienti con indicazioni per la cura e manutenzione

Cf 2 cartucce doppie da 50ml

99,50

Resine per stampa 3D FOTODENT Confezione da 1 kg

Denture 385 nm	376,70	Cast 385/405 nm	323,60
Guide 385 nm	351,40	Setup 385/405 nm	152,30
Guide 405 nm	351,40	Model 385/405 nm	133,75
Tray 385/405 nm	191,15	Gingiva 385 nm	284,75



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.



DYNAX® HEAVY BODY

Silicone da usare con portaimpronte individuale, stabile, per addizione. Ha un'ottima consistenza e proprietà tissotropiche. Adatto specificatamente per l'impronta del tipo sandwich, di correzione e di doppia miscelazione, combinabile con Dynax® light.

2 cartucce doppie da 50ml, 6 cannule di miscelazione D6112	41,80
8 cartucce doppie da 50ml D6113	132,30
Cartuccia grande da 380ml D6140 5:1	72,50

DYNAX® LIGHT

Silicone per correzione per addizione di facile scorrevolezza. Tissotropico, dalla fluidità sottile (light body) con un'elevata precisione del dettaglio. Adatto per la tecnologia di correzione, combinabile con Dynax® clear, putty, heavy body e mono.

Importante: la serie Dynax® è calibrata perfettamente! Per ottenere i risultati migliori consigliamo di utilizzare Dynax® light soltanto con i materiali base idrifili Dynax® putty e Dynax® heavy body.

2 cartucce doppie da 50ml, 12 cannule di miscelazione D6103	41,80
8 cartucce doppie da 50ml D6104	132,30



DYNAX® MONO

Silicone di modellazione monofase per addizione. Tissotropico e stabile. Adatto per il metodo monofasa, combinabile con Dynax® light.

2 cartucce doppie da 50ml, 6 cannule di miscelazione D6106	41,80
8 cartucce doppie da 50ml D6107	132,30
Cartuccia grande da 380ml D6120 5:1	72,50



DYNAX® CLEAR

Silicone per impronta monofase per addizione, trasparente. Ottima fluidità, controllo perfetto durante la presa d'impronta. Adatto specificatamente per impronte su impianti, combinabile con il silicone opaco Dynax® light.

2 cartucce doppie da 50ml, 6 cannule di miscelazione D6121	59,15
8 cartucce doppie da 50ml D6122	223,25

Dynax® putty	1:30 min.	1:30 min.	60 Shore A	malleable - tipo 0	giallo sole
Dynax® heavy body	1:30 min.	1:30 min.	70 Shore A	elevato - tipo 1	blu cielo
Dynax® light	1:30 min.	1:30 min.	46 Shore A	basso - tipo 3	verde smeraldo
Dynax® mono	1:30 min.	1:30 min.	58 Shore A	medio - tipo 2	viola lavanda
Dynax® clear	1:30 min.	2:00 min.	60 Shore A	medio - tipo2	trasparente

% SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

NOVITÀ

ArTo XP

Articolatori di nuova generazione, struttura robusta e precisa, realizzata in alluminio pieno.
4 modelli con diverse caratteristiche.
Tutti i modelli, dotati di valigetta per il trasporto, montano di serie
1 perno guida per denti anteriori con regolazione micrometrica e Adesso Multisplit Junior.
XP2S e XP3S hanno la funzione IMMEDIATE SIDESHIFT.



XP 2
439,95

XP 2S
523,95



XP3
551,25

XP 3S
628,95


IN OMAGGIO MULTISPLIT JUNIOR



ArTo 1
h116 o 126
282,45


ArTo 2
h116 o 126
313,95

ArTo 3
h116 o 126
418,95



ADESSO MULTISPLIT
tavolo di trasferimento

cod.10048-20
135,45



MULTISPLIT
banco di trasferimento

cod.10049
129,95

con Multisplit Junior plastica

cod.10049-20
167,89

con Multisplit Junior metallo



ARCO FACCIALE

cod.71200
555,45



Con regolazione parallela simmetrica, compatibile con il Sistema Artex

ARCO FACCIALE 3D

cod.71300
824,25



FORCHETTE
in acciaio inox
2 pezzi

cod.71007
40,95



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

piastre con magnete
**COMBIFLEX PLUS
PREMIUM
BIANCHE GRANDI**

cod.11215
**100 pz
89,15**



piastre con magnete
**COMBIFLEX PLUS
PREMIUM
BIANCHE PICCOLE**

cod.11216
**100 pz
82,85**



piastre con magnete
**COMBIFLEX PLUS
PREMIUM
BLU PICCOLE**

cod.11216-10
**100 pz
88,09**



piastre con magnete
**COMBIFLEX PLUS
PREMIUM
QUICKSCAN PICCOLE**

cod.11216-14
**25 pz
88,09**



**SPLITCAST
GRANDI E PICCOLE**

cod.11218/11219
**25 pz
87,05**



**PERNI PER GIROFORM
h 14mm**

cod.10085
27,82



**PERNI PER GIROFORM
h 12,5mm**

cod.10085k
30,97



**MAGNETI ROTONDI
20x6mm**

cod.10057
**100 pz
35,65**



**CONTENITORI
PER MAGNETI**

cod.10053
**50 pz
16,75**



**CONTENITORI
PER MAGNETI
lavorati al tornio**

cod. 10058
**50 pz
25,72**



**DISCHI RITENTIVI
lavorati al tornio**

cod.10054
**100 pz
41,95**



DISCHI RITENTIVI

cod.10052
**100 pz
27,82**



FRESA

cod. 10082
21,99



MANDRINO

cod. 25300
9,97



NASTRI ABRASIVI

25300-80
grana 80
25,72

25300-120
grana 120
25,72



% SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

PROMO

**MODELL SYSTEM 2000
SET INTRODUTTIVO**

cod.19090
125,90

Contenuto:

- 19000 Piastra base, grande (2 pezzi)
- 19020 Piastra base, piccola (2 pezzi)
- 19060 Matrice, grande (1 pezzo)
- 19061 Matrice, piccola (2 pezzi)
- 19050 Piastra di archiviazione ECO, grande (2 pezzi)
- 19051 Piastra di archiviazione ECO, piccola (3 pezzi)
- 1936-01 Piastra di posizionamento grande (1 pezzo)
- 1935-01 Piastra di posizionamento piccola (1 pezzo)
- 19030 Chiave di rimozione del segmento con tavola di impronta grande
- 19033 Tavola di impronta piccola
- 19080 Isolante spray, 100ml



**PIASTRA BASE
CON PERNI**

GRANDE
cod.19000
PICCOLA
cod.19020
20,95



MATRICE

GRANDE
cod.19060
PICCOLA
cod.19061
2,85



**PIASTRA DI
ARCHIVIAZIONE
ECO - 25 pezzi**

GRANDE
cod.19050
PICCOLA
cod.19051
25,40



**CONTROPIASTRE
SPLITEX
100 pezzi**

cod.14002 GIALLE
cod.14942 BIANCHE
cod.14003 BLU
cod.14941 NERE
136,40



**DISCHI
SPLITEX
100 pezzi**

cod.11010
37,75



**DISCHI
KAVO
50 pezzi**

cod.14028
52,45



**DISCHI SPLITEX
ACCIAIO INOX
100 pezzi**

cod.11010
37,75



**CONTROPIASTRE
KAVO
50 pezzi**

cod.14020-10 BLU
cod.14020 BIANCHE
cod.14020 ROSSE
120,70



**CHIAVE
RIMOZIONE
SEGMENTO**

GRANDE
cod.19030
PICCOLA
cod.19031
13,40



**AGENTE
SEPARATORE
SPRAY
100ml**

cod.19080
20,95



**AGENTE
RICARICA
500ml**

cod.19081
500ml
48,20



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.



SISTEMA MAD 1300
con accessori

PROMO

CARTUCCE DEFLEX

PROMO 5+1

GRATIS

KIT 1FLEX per rifinitura

119,00

28,00

SPRAY SILICONICO
500ml

15,00

ISOLANTE
500ml

BASTONCINI IN CERA
3 o 6 mm
50 pezzi

21,00

PREFORMATI A FORCHETTA
20 pezzi

33,00



POLVERE PULIZIA FORNO CERAMICA

34,90

CONTENITORE

19,90

119,90

POLVERE PULIZIA FORNO SINTERIZZAZIONE

KIT DEMO DENSEO
completo di tutti i prodotti

99,00

HIQ BONDER
adesione ceramica zirconio

64,90

TRUE COLORS STAIN UNIVERSALI

kit 10 colori

279,00

kit 21 colori

559,00

TRUE COLORS STAIN UNIVERSALI

colore singolo

29,90

kit 2* colori

59,00

*COLORE A+ORANGE+GLAZE+LIQUIDO

OXYBOND
adesione ceramica lega non preziosa

42,90

DENSEO FATA
730°C/830°C/830°C CZR

prevenzione e riparazione crepe

109,00

% SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.



CELTRA PRESS STARTER KIT

PREZZI E PROMO SU RICHIESTA



STAIN & GLAZE KIT

- 21 colori
- 2 glasura
- liquido
- scala colori

PREZZI E PROMO SU RICHIESTA



CELTRA CERAM AESTETIC KIT

- 9 dentine
- 6 power dentin
- 6 enamel effect
- 9 opaceus dentin
- 2 gengive
- 2 scale colori

PREZZI E PROMO SU RICHIESTA



CELTRA CERAM BASIC KIT

- 13 dentine
- 5 enamel
- 6 enamel opal
- 4 correction
- 1 glasura
- 2 liquidi
- 2 scale colori e accessori

PREZZI E PROMO SU RICHIESTA



DUCERAM KISS AESTETIC KIT

- 6 power chroma
- 7 action i dentin
- 4 gum
- 2 flu, WS, SBY, TR, GI
- 5 opal effect
- 3 liquidi
- 5 scale colori e accessori

PREZZI E PROMO SU RICHIESTA



DUCERAM KISS BASIC KIT

- 17 dentine
- 6 smalti
- 18 opachi
- TC
- correction
- glasura
- bonder
- 4 liquidi
- 2 scale colori e accessori

PREZZI E PROMO SU RICHIESTA



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

CELTRA® PRESS

Celtra® Press rappresenta la nuova generazione di vetroceramiche altamente resistenti in silicato di litio rinforzato con zirconia (ZLS). Il perfetto equilibrio di traslucenza e opalescenza naturale raggiunto da Celtra® Press produce uno straordinario effetto camaleonte (adattamento ottico in vivo) che rende il restauro indistinguibile dal dente naturale. Le dimensioni ridotte dei cristalli arricchiti con ossido di zirconio completamente dissolto aumentano la resistenza alla flessione e migliorano la qualità dei margini garantendo la durata del restauro. Celtra® Press rappresenta il nuovo materiale di ottima qualità ad alte prestazioni per i dentisti e i pazienti più esigenti. Celtra® Press disponibili:

MT: A1 - A2 - A3 - B1 - C1 - D2 - BL2

LT: A1 - A2 - A3 - B1 - C1 - D2 - BL2

HT: i1 - i2 - i3

M01 - M02

5 pellet
3 gr
91,85

3 pellet
6 gr
109,79



CELTRA®PRESS LIQUIDO



lt 1
30,91

CELTRA®PRESS RIVESTIMENTO



45x100gr
158,46

CELTRA®PRESS PLUNGER



25 pezzi
64,12

MUFFOLA IN GOMMA



100gr
27,35

200gr
29,14


SISTEMA PER CILINDRI



100gr
28,59

200gr
30,38

TAPPETINO COTTURA



3 pezzi
27,18

HIGH FLU GLAZE



5 gr
34,65

PASTA UNIVERSALE DUCERAM KISS NP-BONDER



4 ml
32,70

UNIVERSAL STAIN

Nr. 5 Body Stain
S0-S1-S2-S3-S4

Nr. 2 Incisal Stain
i1-i2

Nr. 14 Universal Stain
white, creme, sunset, copper, khaki, olive, mahogany, violet, raspberry, purple, grey, chestnut, blue, pink



cadauno
34,65



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

tappo rosso

DUCERAM KISS

Ceramica ad alto punto di fusione per il rivestimento estetico di ponti e corone, specifica per leghe aventi un CET compreso tra 13,8-15,4 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ (25-600 °C).



PROMO 5+1 KISS
acquistando 5 masse
la sesta costa 1 euro

opaco (A1-D4)

3ml
32,70

dentina (A1-D4)

20gr
41,08

smalto (S1-S6)

20gr
41,08

TC/SBY/WS
final kiss
FLU 1-2

20gr
41,08

power chroma (PC1-PC6)

20gr
46,01

opal effect
sky-ocean-sunrise
sunset-fog

20gr
46,01

TR/OS (1-2)
GI

20gr
46,01

action i dentin

20gr
46,01

GUM 1-2

20gr
41,08

GUM 3-4

20gr
46,01

tappo blu

CERCON CERAM KISS

Ceramica per corone e ponti in ossido di zirconio (Y-TPZ, allumina, coefficiente di dilatazione termica di 10,5 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ (25-500°C),

tappo oro

DUCERAGOLD KISS

Ceramica per il rivestimento estetico di ponti e corone, specifica per leghe aventi un CET compreso tra 16,2 - 17,6 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ (25-600°C)



PROMO 5+1 KISS
acquistando 5 masse
la sesta costa 1 euro

opachi/liner

3ml
46,01

opal effect
sky-ocean-sunrise
sunset-fog

20gr
50,77

dentina (A1-D4)

20gr
46,01

TR/OS (1-2)
GI

20gr
50,77

smalto (S1-S6)

20gr
46,01

GUM
1-2-3-4

20gr
46,01

TC/SBY/WS
final kiss
FLU 1-2

20gr
46,01

action i dentin

20gr
50,77

power chroma (PC1-PC6)

20gr
50,77

CELTRA CERAM

Ceramica feldspatica rinforzata con leucite a basso punto di fusione. Ottimizzata per il rivestimento estetico e la caratterizzazione di:
- strutture in silicato di litio rinforzato con biossido di zirconio (ZLS) Celtra Press
- strutture in disilicato di litio
- strutture in ossido di zirconio
Coefficiente di espansione termica (CET):
9,0 \pm 0,5x10-6K-1 (25-500°C), Tg=520°C



dentina (A1-D4)

15gr
27,54

enamel/add on
correction

15gr
27,54

Dentin Effect/
Gengiva/
Power dentin

15gr
30,91

opaceous dentin

15gr
38,91

enamel opal/
enamel effect/
add on gengiva

15gr
30,91



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

MULTIMAT CUBE PRESS & POMPA



PREZZO E PROMO A RICHIESTA
POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO O LEASING

SCANNER InEos X5

Sistema aperto che garantisce la massima precisione in tutti i lavori di digitalizzazione di rilievo odontotecnico. Tecnologia di scansione intelligente: con il braccio robotizzato, l'esclusiva tecnologia di scansione a 5 assi e l'ampia area di lavoro. Precisione straordinaria e massima profondità di campo. Interfaccia utente intuitiva del software inLab, modello digitale in pochi clic



PREZZO E PROMO A RICHIESTA
POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO O LEASING

FRESATORE InLab MC X5

Unità di produzione universale per la lavorazione di ossido di zirconio, polimeri, compositi, cera, metallo sinterizzato e di ceramiche ibride e in vetroceramica. Il laboratorio odontotecnico ha così libertà di scelta dei materiali, potendo inoltre contare su un'ampia gamma di materiali Dentsply Sirona di elevata qualità in base ai quali vengono definiti i processi di lavorazione con inLab MC X5.



PREZZO E PROMO A RICHIESTA
POSSIBILITÀ DI NOLEGGIO O LEASING

DISCHI CERCON HT (1200 Mpa)

DISCHI XT

DISCHI XT ML (750 Mpa) h.14 -18-25

» **DISCHI XT ML 1200 Mpa in arrivo a giugno**



PREZZI / PROMO A RICHIESTA PER QUANTITÀ



Possibilità di organizzare corsi, workshop, webinar o demo personalizzate one to one inerenti i prodotti Dentsply, tenuti da relatori di fama internazionale, con un bagaglio di esperienza decennale.
NON ESITATE A CONTATTARCI!

PMMA Monostrato

(A1-D4 h. 12/ 16 /20)

PMMA Multistrato

(A1-D4 h. 12/ 16 /20)

PROMO A RICHIESTA PER QUANTITÀ



monostrato
43,86

multistrato
92,82

LUCITONE HIPA

Il nuovo Lucitone® HIPA è la prima resina acrilica autopolimerizzante a freddo altamente resistente e stabile nel tempo. Questo materiale per protesi mobili è stato sviluppato per l'uso nella realizzazione, riparazione, ribasatura e nel rivestimento di protesi complete e parziali comprese le overdenture su impianti e altri apparecchi odontoiatrici.



POLVERE
1 kg
146,40

LIQUIDO
500 ml
81,75



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.



Colori: V3-V4-V7-V10-H3-H4-OP1-PINK-NEUTRO

RESINA ACRY SELF A FREDDO
SCONTO 20%

100gr Polvere	19,80 15,84	500gr Polvere	48,20 38,56	1000gr Polvere	80,30 64,24
50ml	10,90 8,72	250ml Liquido	23,60 18,88	500ml Liquido	34,30 27,44



Colori: A1-A2-A3-A3,5-B1-B2-C1-C2-D2-D3-INCISAL 1

RESINA ACRILICA
PER PROVVISORI C&B
 Dentina/Colletto/Smalto

SCONTO 20%
LIQUIDI

 Regular (per muffola)
 Special (per spatola)
 Self curing (a freddo)

40gr	17,70 14,16	100gr	33,30 26,64	500gr	116,50 93,20
60ml	16,10 12,88	250ml	42,60 34,08	500ml	64,50 51,60


SILICONE DUPLISTAR 70 Sh A+B
SCONTO 20%

5Kg A+ 5Kg B	179,00 129,00	1,5Kg A+ 1,5Kg B	77,00 56,21
-----------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------


SILICONE LABOR MASS HARD 95 Sh

 oppure
MASS 85 Sh
SCONTO 20%

5 Kg + 2kg catalizzatore gel	69,00 55,20	catalizzatore gel 60ml	17,00 13,60
---------------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------


SCONTO 20%

GESSO DURO TIPO III
 PER PROTESI MOBILE

5 Kg	27,80 22,24
25 Kg	87,60 70,08

SCONTO 20%

STUMPS ROCK
GESSO EXTRA DURO
 PER MONCONI TIPO IV

5 Kg	36,10 28,88
25 Kg	148,30 118,64

SCONTO 20%

ACRY TRAY LC
 BASI IN RESINA
 FOTOPOLIMERIZZABILE
 Colori: pink-neutral-blue

50 pezzi	66,30 53,04
----------	----------------------------------

SCONTO 20%

ALGINATO
 PER IMPRONTE DI PRECISIONE
 CROMATICO

buste da 450gr	8,40 6,72
-------------------	--------------------------------



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.



DISPOSITIVO MEDICO CERTIFICATO IN CLASSE IIIA CE0476

Ruthinium **FIBRA**

FIBRA

La tecnologia più avanzata nelle tue mani

Ruthinium Fibra UHM

Per la realizzazione di sottostrutture di polveri

Ruthinium Fibra MAT

Per la realizzazione di rinforzi per protesi rimovibile

Contenuto kit:

- Fibra di carbonio UHM-2 fogli
- Fibra di carbonio MAT-3 fogli
- Resina base-2x25ml
- Catalizzatore-1x25ml
- 1 Spatola
- 1 Rullino

Ruthinium® Fibra è il connubio tra la tecnologia più avanzata e l'artigianalità del lavoro dell'odontotecnico.

Fibra di carbonio versione MAT (fibra sparsa) e UHM (tessuto M46J)

RUTHINIUM®FIBRA KIT

cod.1190001
210,00

RUTHINIUM®FIBRA UHM (3 fogli)

cod.1190010
120,00

RUTHINIUM®FIBRA MAT (10 fogli)

cod.1190011
45,00

RUTHINIUM®FIBRA RESINA BASE 25ml

cod.1190012
22,00

RUTHINIUM®FIBRA CATALIZZATORE 25ml

cod.1190013
18,00

Micro-Medica Innovative technology
Daicom
Composite Sintered Quartz Fiber

Matrice composita + **FIBRA DI QUARZO Sinterizzata**

RESISTENTE

FEDELE AL 100%

ESTETICA TOP

SICURO



Daicom garantisce manufatti realizzati in tempi brevissimi ma con tutta la forza e la resistenza imbattibile della Fibra di Quarzo.



Con l'utilizzo di una muffola per compositi il tecnico ottiene il manufatto identico al manufatto portato in prova estetica al paziente.



Daicom permette di realizzare manufatti dallo spessore minimo, con un'altissimo impatto estetico.



METAL FREE
Bisfenolo Free

DAICOM è il rivoluzionario materiale per l'odontotecnico studiato appositamente per la riabilitazione implantare.

E' un composito rinforzato con fibre di quarzo di altissima qualità studiate per offrire la migliore resistenza strutturale del tuo manufatto ed un'estetica impeccabile con una riduzione totale dei tempi di lavorazione.

KIT DAICOM

cod.2500001
210,00

KIT DAICOM PLUS

cod.2500004
240,00

ACRYLUX



Denti artificiali in PMMA 3 strati cromatici

listino **11,24**

ACRYPLUS



Denti artificiali in PMMA 4 strati cromatici

listino **16,44**

ACRYPLUS EVO



Denti artificiali in PMMA 4 strati cromatici

listino **18,70**

ACRYSMART



Denti artificiali in PMMA 3 strati cromatici
INNOVATIVO

listino **18,70**

ACRYCETTE



Facette in PMMA 3 strati cromatici

listino anteriori **12,50** listino diatorici **14,56**

a richiesta prezzi per quantità e offerte personalizzate

% SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

TRASFORMER®

la novità di un odontotecnica per gli odontotecnici

PROTESI MOBILE

cod. 13006-2
~~851,00~~
680,20

- New Alu Big
- Double Base
- Silicone Universal 1kg A + 1kg B
- Silicone Putty 5kg A + 5kg B
- Lava denti
- Siringa
- Acrylic MP + Liquido



SCONTO 20%

**TORONTO+
PROTESI MOBILE**

cod. 13009-1
~~1141,00~~
981,26

- New Alu Big
- Double Base
- Silicone Universal 1kg A + 1kg B
- Silicone Putty 5kg A + 5kg B
- Verticolatore
- Siringa
- Acrylic MP + Liquido



SCONTO 14%

PROVVISORIO

cod. 13027-1
~~683,00~~
580,55

- New Alu Big
- Double Base
- Silicone Universal 1kg A + 1kg B
- Silicone Regular Precision
- Kit Tras Temp
- Tras Temp A3 (in omaggio)
- Clean Temp



SCONTO 15%

**KIT ACRYLIC
MICRO PEARL**

~~175,00~~
139,00

a scelta tra:

- Liquido + Pink cod 1911966 / 500ml + 1000gr
- Liquido + Pink Veined cod 1911999 / 500ml + 1000gr
- Liquido + Pink 34 cod 1911988 / 500ml + 1000gr
- Liquido + Trasparente cod 1911977 / 500ml + 1000gr



SCONTO 20%



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

TRASFORMER®
la novità di un'odontotecnica per gli odontotecnici

COMPOSITO START KIT

cod.1912044
~~143,00~~
130,68

- Comp Flow A3 / 2 siringhe
- Comp Flow S59 / 1 siringa
- Comp Flow Opaquer Light / 1 siringa
- Intensive Comp Primer / 3gr
- Intensive Comp Ocra / 3gr



SCONTO 9%

KIT BASE COMPOSITO FLOW

cod.1400005
~~554,80~~
471,58

- Comp Flow Dentina A2 - 2 pz
- Comp Flow Dentina A3 - 2 pz
- Comp Flow Incisal S58
- Comp Flow Incisal S59
- Comp Flow Opaquer Light
- Gengiva Flow Dark
- Gengiva Flow Super Dark
- Comp Bonding
- Comp Metal Connector
- Comp Metal Primer
- Porta composito in acciaio inox
- Intensive comp primer
- Intensive comp color - 3 pz



SCONTO 14%

KIT BASE COMPOSITO ROCK

cod.1400005.R
~~610,80~~
506,96

- Comp Rock Dentina A2 - 2 pz
- Comp Rock Dentina A3 - 2 pz
- Comp Rock Incisal S58
- Comp Rock Incisal S59
- Comp Flow Opaquer Light
- Gengiva Rock Dark
- Gengiva Rock Super Dark
- Intensive Comp Primer
- Stains Flow - 3 pz
- Comp Bonding
- Comp Metal Connector
- Comp Metal Primer
- Porta composito in acciaio inox



SCONTO 17%

EASY BAR

49 cf. da 5pz cad.
Totale 245 pezzi

cod.300.00
470,00

EASY BAR RICAMBI

5pz
21,00

PIEGA BARRETTE

cod.300.00.1
139,00



EASY BAR + PIEGA BARRETTE

~~609,00~~
530,00

SCONTO 12%



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

**ANCORA VALIDE
LE PROMO 2019**



GENERATORE DI VAPORE MANUALE

**EGV14
660,00**



GENERATORE DI VAPORE DIRETTO

**EGV28AI
1.060,00**



MISCELATORE

**ECM300
670,00**



POLIMERIZZATORE AD ACQUA

**ECP4
595,00**



SABBIATRICE

**ESB1 PLUS
670,00**



OSSIDO DI ALLUMINIO

**KG 4
23,00** **KG 10
48,00**

COMPRESSORI



In base alle vostre necessità saremo lieti di proporvi il compressore che meglio si adatti alle vostre richieste.



SALVO ALTRE PROMO DELLA CASA MADRE. POSSIBILITÀ DI PROMO PERSONALIZZATE.

COME ORDINARE

Tel. 030 7400583 - Fax 030 7400583 - orbeldental@gmail.com

TRASPORTO:

Consegne: A mezzo nostro corriere espresso.

Fino ad € 200,00 iva esclusa contributo trasporto € 8,00 + iva

Da € 200,00 iva esclusa a € 300,00 iva esclusa contributo trasporto € 5,00 + iva

Per ordini superiori ai 301,00 € iva esclusa la spedizione è gratuita.

Per spedizioni superiori a 25 Kg. il contributo per il trasporto verrà comunicato.

RESI:

Si accettano resi solo con imballo originale e confezione integra, entro 10 giorni dal ricevimento della merce. La merce deve essere assolutamente accompagnata da un documento di reso da inserire nel pacco.

Le spese di rientro saranno a nostro carico nel caso si tratti di un nostro errore o mancanza, a carico di chi rende in caso contrario (reso in porto assegnato solo con ns corriere convenzionato).

PAGAMENTO:

Pagamento: da concordate (bonifico bancario anticipato, contrassegno, RiBa etc...)

PREZZI:

I prezzi indicati sono iva esclusa, salvo ove diversamente indicato.

I prezzi pubblicati ed i confezionamenti possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso, a causa di cambiamenti del produttore.

Eventuale variazione sarà comunicata al ricevimento dell'ordine

RINTRACCIABILITÀ:

Garantiamo la rintracciabilità dei prodotti acquistati tramite la gestione dei lotti o dei numeri di matricola, ed invitiamo il cliente a conservare tali dati.

-  **Le foto riportate sul catalogo e sul nostro sito internet hanno valore puramente indicativo e non sono vincolanti**
-  **La disponibilità degli articoli sarà comunicata al momento dell'ordine.**
-  **Prodotti fuori catalogo possono essere richiesti via email all'indirizzo: orbeldental@gmail.com**
-  **Le schede di sicurezza dei prodotti sono disponibili su richiesta.**

Nota informativa:

su questo listino non trovate tutti gli articoli da noi commercializzati, in quanto ne abbiamo scelti alcuni. Per gli articoli di vostro interesse che non vedete a listino vi invitiamo a contattarci.

Listino nr. 3 - stampa: Marzo 2021

Prezzi e promozioni validi fino al 31 Dicembre 2021

LISTINO PREZZI & PROMO LABORATORIO

edizione
2021



COME ORDINARE:

Tel. 030 7400583 - Fax 030 7400583 - orbeldental@gmail.com

Consegne: a mezzo corriere espresso.

Per ordini superiori ai 301,00 € la spedizione è gratuita.

Pagamento: bonifico bancario anticipato, contrassegno, RiBa.

Offerte valide fino a esaurimento scorte.

I prezzi indicati sono iva esclusa, salvo ove diversamente indicato.

I prezzi pubblicati, iva esclusa, possono subire variazioni in qualsiasi momento senza preavviso.

Le foto hanno valore puramente indicativo.



Via Matteotti 111, 25036 Palazzolo sull'Oglio BS



+030 7400583 - Mob 335 5404572



www.orbeldental.com | orbeldental@gmail.com



orbelsnc



orbelsnc

